



Carrello Lancart H80 cm – 3 Ripiani

2 varianti

Codice GEF (SKU) 45812

EAN / GTIN 8023279458121

Confezione 1

Carrello Lancart Ter - piccolo - Dimensioni: 60x40xh 80 - Ripiani: 3 - Cassetto: - Carrelli in acciaio inox montati su rotelle Ø 80 mm. Portata massima del carrello: 60 kg.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONI	EAN	CONFEZIONE
45812	60x40 cm	8023279458121	1
45813	70x50 cm	8023279458138	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279458121

CODICE GEF

45812



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697