



TAVOLO DI MAYO IDRAULICO 5 RAZZE

Codice GEF (SKU) 45834

EAN / GTIN 8023279458343

Confezione 1

TAVOLO MAYO IDRAULICO con pompa Carrello di servizio utilizzato come portastrumenti nelle sale operatorie. Vassoio non estraibile in acciaio inox AISI 304. Pompa idraulica per regolare l'altezza. Piantana in alluminio con 5 rotelle piroteggianti Ø 50 mm. Fornito smontato. Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Misure vassoio inox: 70x45xh 1,8 cm
- Altezza regolabile: 85 - 120 cm
- Portata: 40 kg
- Peso: 14 kg
- Dimensioni imballo: 60x17xh 77 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279458343

CODICE GEF

45834



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697