



# TAVOLO DI MAYO IDRAULICO FORMA A T vassoio girevole

Codice GEF (SKU) 45835

EAN / GTIN 8023279458350

Confezione 1

TAVOLO MAYO IDRAULICO con pompa e vassoio estraibile Carrello portastrumenti ad altezza regolabile con vassoio estraibile in acciaio inox AISI 304, finitura scotch brite. Il vassoio può ruotare a 360° con manopola di fissaggio. Piantana con struttura tubolare in acciaio inox AISI 304 fissato alla pompa idraulica che consente di regolare l'altezza mediante un pedale. 3 rotelle Ø 75 mm, di cui una antistatica e due con freno. Fornito smontato. Made in Italy.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Misure vassoio inox: 70x45xh 1,8 cm
- Altezza regolabile: 90 - 126 cm
- Portata: 20 kg
- Peso: 17 kg
- Dimensioni imballo: 98x68xh 15 cm

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279458350

CODICE GEF

45835



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697