



Carrello Portacatino Doppio Acciaio Inox

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 45881

EAN / GTIN 8023279458817

Confezione 1

PORTACATINO DOPPIO - acciaio inox Supporto e piantana in acciaio inox AISI 202 e 5 rotelle in plastica, di cui una con freno. Altezza regolabile da 60 a 95 cm. Catino in acciaio inox AISI 304 Ø 32 cm, portata 5 l. Fornito smontato. Piantana Ø 65 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z129099

EAN / GTIN

8023279458817

CODICE GEF

45881



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697