



Carrello Portasacco A Pedale 1 Sacco

Codice GEF (SKU) 45904

EAN / GTIN 8023279459043

Confezione 1

CARRELLO BIANCHERIA - 1 sacco Carrelli da biancheria con apertura a pedale. Base in plastica ABS con bordi, rigida, robusta, autoportante. Anello fermasacco (35x25,5 cm) in nylon rinforzato in vetro con una guarnizione di gomma per tenere fermo il sacco. 2 tubi verticali in acciaio inossidabile AISI 304 sono saldati alla base e reggono l'anello fermasacco. Ruote pivotanti antitraccia in gomma grigia Ø 80 mm (2 con freno a pedale).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279459043

CODICE GEF

45904



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697