



Carrello Portasacco a Pedale

2 varianti

Codice GEF (SKU) 45905

EAN / GTIN 8023279459050

Confezione 1

CARRELLO BIANCHERIA - 2 sacchi Carrelli da biancheria con apertura a pedale. Base in plastica ABS con bordi, rigida, robusta, autoportante. Anello fermasacco (35x25,5 cm) in nylon rinforzato in vetro con una guarnizione di gomma per tenere fermo il sacco. 2 tubi verticali in acciaio inossidabile AISI 304 sono saldati alla base e reggono l'anello fermasacco. Ruote pivotanti antitraccia in gomma grigia Ø 80 mm (2 con freno a pedale).

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	CONFIGURAZIONE	EAN	CONFEZIONE
45905	2 Sacchi	8023279459050	1
45906	3 Sacchi	8023279459067	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN
8023279459050

CODICE GEF
45905



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697