



## Carrello Lavanderia 3 Ripiani

Codice GEF (SKU) 45913

EAN / GTIN 8023279459135

Confezione 1

CARRELLO LAVANDERIA Carrello lavanderia con struttura in acciaio inox. Sacco di tela e tre ripiani. Rotelle silenziose e antistatiche Ø 7,5 cm con freno assemblato sulla linea della colonna verticale per maggiore stabilità. Dimensioni: 90x45xh 105 cm. Peso: 14 kg.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279459135

CODICE GEF

45913



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697