



Carrello Biancheria Pulita 2 Ante+Cassetto Medio

Codice GEF (SKU) 45934

EAN / GTIN 8023279459340

Confezione 1

CARRELLI BIANCHERIA PULITA 2 ANTE Carrello biancheria pulita - standard Dimensioni (mm): 820x640xh 1280 Dimensioni cassetto (mm): 750x480xh 150 Carrelli solidi e robusti per distribuire biancheria pulita e per l'igiene del paziente. Acciaio verniciato con polveri epossidiche antimicrobiche per la massima leggerezza.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279459340

CODICE GEF

45934



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697