



SET DI BANDE 1,5 m x 14 cm x 5 spessori

Codice GEF (SKU) 47007

EAN / GTIN 8023279470079

Confezione 1

FASCIE DI RESISTENZA LATEX FREE • Set di 5 fasce (1x5 livelli) 1,5 m x 14 cm • Colore: - giallo (X-Light) 0,20 mm - verde (Light) 0,25 mm - rosso (Medium) 0,30 mm - blu (Heavy) 0,35 mm - nero (X-Heavy) 0,40 mm Fasce senza lattice in 7 colori relativi ai diversi livelli di resistenza e 3 lunghezze (1,5, 5,5 e 45 m). Affidabili ed efficaci, sono l'ideale per migliorare la forza e il raggio di movimento. L'utilizzo frequente di tali fasce genera forza nei muscoli. Adatte sia per gli arti superiori che inferiori. Le fasce prive di lattice garantiscono gli stessi risultati rispetto alle fasce tradizionali.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279470079

CODICE GEF

47007



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697