



SET DI BANDE TONIFICANTI IN LATTICE

Codice GEF (SKU) 47040

EAN / GTIN 8023279470406

Confezione 1

SET DI 4 ELASTICI Elastici piatti in lattice adatti sia alla parte superiore che inferiore delle gambe. Utili per esercitare i muscoli di fianchi e gambe. Il set è composto da 4 elastici, ognuno di un colore diverso a seconda del livello: Elastico 18 mm x 58 cm x 1,4 mm (X-Light - giallo) Elastico 24 mm x 58 cm x 1,4 mm (Medium - rosso) Elastico 24 mm x 58 cm x 1,6 mm (Heavy - verde) Elastico 30 mm x 58 cm x 1,6 mm (X-Heavy - blu)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279470406

CODICE GEF

47040



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697