



TUBO LATEX CON MANIGLIE 125 cm x 3,5 mm X-resistente

Codice GEF (SKU) 47054

EAN / GTIN 8023279470543

Confezione 1

Tubo in lattice a resistenza elastica con con 2 maniglie agganciate rivestite di materiale espanso durevole per una migliore presa. 5 colori diversi a seconda del livello. • Forza: nero (X-Heavy) • Lunghezza: 125 cm I tubi elastici rappresentano uno strumento economico e pratico per esercitare efficacemente i muscoli della parte superiore e inferiore del corpo. Proprietà elastiche per effettuare esercizi di resistenza e di rafforzamento.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279470543

CODICE GEF

47054



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697