



MATASSA TUBO LATEX 25 m x 3,5 mm X-resistente

Codice GEF (SKU) 47064

EAN / GTIN 8023279470642

Confezione 1

Tubo in lattice a resistenza elastica. • Spessore: 3,5 mm • Forza: nero (X-Heavy) • Lunghezza: 25 m I tubi elastici rappresentano uno strumento economico e pratico per esercitare efficacemente i muscoli della parte superiore e inferiore del corpo. Proprietà elastiche per effettuare esercizi di resistenza e di rafforzamento. 5 colori diversi a seconda del livello.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279470642

CODICE GEF

47064



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697