



CUSCINO BALANCE

Codice GEF (SKU) 47090

EAN / GTIN 8023279470901

Confezione 1

Cuscino ad aria, fabbricato in materiale morbido flessibile. Due superfici: una liscia e una a bolle che consentono di effettuare diversi tipi di esercizi. Ideale per migliorare il coordinamento intramuscolare, l'equilibrio di seduta ergonomica e per la riabilitazione. Carico massimo: 136 kg (300 lb). Ø 35 cm.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279470901

CODICE GEF

47090



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697