



## PALLA RESISTENTE diametro 55 cm

Codice GEF (SKU) 47102

EAN / GTIN 8023279471021

Confezione 1

Progettata per gli allenamenti dinamici che richiedono un livello moderato di resistenza. In caso di foratura si sgonfia lentamente. Livello di resistenza: circa 136 kg.

### DATI REGOLATORI - DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279471021

CODICE GEF

47102



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. 0573  
1944697