



ESERCITATORE DITA soft

Codice GEF (SKU) **47131**

EAN / GTIN **8023279471311**

Confezione **1**

Distende la tensione dovuta alla battitura o al mouse. Aumenta la flessibilità della mano e delle dita. Ideale per il rafforzamento e la riabilitazione delle dita e del polso.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279471311

CODICE GEF

47131



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697