



Lampada Lumina A Led

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 49035

EAN / GTIN 8023279490350

Confezione 1

Lampada LED classica con braccio flessibile per visite mediche. Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, HU, SK, RO, BG, HR, SI, GR. Braccio flessibile, estensione 76 cm regolabile. Impugnatura integrata sulla testa. Braccio metallico flessibile, con rivestimento in PVC, regolabile a 360° Controllo della luminosità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Consumo: 3 W
- Intensità luminosa a 50/30 cm: 40.000/100.000 lux
- Temperatura di colore: 6.000 °K
- Ø esterno del riflettore: 75 mm
- Indice di resa cromatica (IRC): 90 Ra
- Ø campo luminoso: 4 cm a 50 cm
- Tensione di funzionamento: 110-265 V, 50/60 Hz

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z129004

EAN / GTIN

8023279490350

CODICE GEF

49035



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697