



Lampada Hyridia A 7 Led Con Braccio Flessibile

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 49040

EAN / GTIN 8023279490404

Confezione 1

LAMPADA HYRIDIA A 7 LED - con braccio flessibile - su carrello
Lampade a 7 LED 10W per operazioni medicali, su carrello con braccio morbido flessibile o braccio metallico a pantografo. Controllo digitale della luminosità. Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, HU, SK, RO, BG, HR, SI, GR. Impugnatura sulla testa. Testa in metallo direzionabile per movimento più flessibile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Consumo: 15 W
- Temperatura di colore: 4.800-5.500 °K
- Ø esterno del riflettore: 89 mm
- Indice di resa cromatica (IRC): 90 Ra
- Tensione di funzionamento: 110-265 V, 50/60 Hz
- Intensità luminosa e Ø campo luminoso:
- illuminazione 180,000 lux / Ø 9 cm / distanza 30 cm
- illuminazione 100,000 lux / Ø 12 cm / distanza 50 cm
- illuminazione 30,000 lux / Ø 18 cm / distanza 100 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z129004

EAN / GTIN

8023279490404

CODICE GEF

49040



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697