



# Lampada A Led Lumex Con Manico

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 49045

EAN / GTIN 8023279490459

Confezione 1

Lampada a LED compatta, che unisce a un design moderno una tecnologia di illuminazione innovativa e un'eccellente manovrabilità. La luce è estremamente gradevole per gli occhi e la resa dei colori è accurata. Ideale per visite e piccole procedure chirurgiche in studi medici, cliniche e ospedali. Design ergonomico e igienico, manico removibile e sterilizzabile per orientare la luce. Sistema di controllo per gestire 5 livelli di luminosità Manico direzionale Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, CZ, HU, SE, DK, HR, RO, GR.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Intensità luminosa a 50/100 cm: 45.000 / 18.000 lux
- Sistema di controllo: 5 livelli di controllo tattile della luminosità e accensione/spegnimento
- Testa lampada: Ø 120 mm, spessore 28 mm
- Diametro del campo illuminato: 180-300 mm a 50-100 cm di distanza
- Sorgente luminosa: 6 LED
- Durata LED: 50.000 ore
- Temperatura di colore: 3.500-4.500 K
- Indice di resa cromatica (IRC): 95
- Alimentazione: 100-240V, 50/60 MHz
- Consumo di energia: 6W
- Protezione: Classe II

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z129004

EAN / GTIN

8023279490459

CODICE GEF

49045



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697