



## Lampada a LED Spot - su Carrello

Codice GEF (SKU) 49047

EAN / GTIN 8023279490473

LAMPADA A LED SPOT - su carrello Lampada a luce LED per visite mediche con obiettivo multi-ottico e spot luminoso regolabile tramite impugnatura. Caratteristiche aggiuntive: - punto luminoso uniforme

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- LAMPADA A LED SPOT - su carrello Lampada a luce LED per visite mediche con obiettivo multi-ottico e spot luminoso regolabile tramite impugnatura. Caratteristiche aggiuntive: - punto luminoso uniforme e puro - obiettivo ottico frontale - reticolo luminoso interno - doppia ottica posteriore - braccio metallico flessibile rivestito in PVC, 100 cm super lungo e regolabile a 360° Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR. Impugnatura in acciaio inossidabile. Braccio super lungo flessibile, lunghezza 100 cm. Punto luminoso regolabile in cerchio sulla testa. Controllo digitale luminosità. Base in ABS.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279490473

CODICE GEF

49047



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697