



Lampada A LED Ri-magic

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 49050

EAN / GTIN 4045396168251

Confezione 1

RI-MAGIC® HP LED - modello da tavolo Lampade medicali a LED ad alta tecnologia per esami e procedure medicali. - LED ad alte prestazioni, 6.000 °K - durata della lampada fino a 50.000 ore - generazione di calore e perdita di energia notevolmente ridotte - messa a fuoco nella parte anteriore della testata della lampada

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Distanza: 1000 mm - 800 mm - 600 mm - 400 mm - 200 mm
- Lux max: 15.000 - 20.000 - 30.000 - 45.000 - 55.000
- Cerchio di luce max Ø: 340 mm - 270 mm - 215 mm - 155 mm - 90 mm
- Cerchio di luce min Ø: 40 mm - 35 mm - 30 mm - 25 mm - 20 mm
- Voltaggio: 100-240V, 50-60 Hz

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MONTAGGIO	EAN	CONFEZIONE
49050	da tavolo	4045396168251	1
49051	su carrello	4045396168275	1
49052	da parete	4045396168268	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12010701

EAN / GTIN

4045396168251

CODICE GEF

49050



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697