

# Lampada Scialitica PentaLED 28

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 49115

EAN / GTIN 8023279491159

Confezione 1

PentaLED 28 - carrello - 120.000 Lux a 1 m - luce diretta con 28 lenti LED - scelta tra due colori: 4.500 o 5.000 K - regolazione area luminosa PENTALED è una combinazione perfetta tra tecnologia avanzata, innovazione, ergonomia e una struttura dal design compatto, ultraleggero e maneggevole.

GEF Medica

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Intensità luminosa a 1 m di distanza Lux 120,000
- Temperatura di colore K° 4,500/5,000
- LED n. 28
- Durata media LED ore 60.000
- Indice di Resa Cromatica (CRI) Ra 95
- Diametro del campo illuminato Ø mm 135-270
- Profondità d'illuminamento (L1+L2) a 60% cm 92
- Energia totale irradiata Ec W/m<sup>2</sup> 456
- Peso (plafoniera, mobile, a muro, doppia) kg 13-21-12-20
- Alimentazione V/Hz 100-240V, 50-60Hz
- Norme: IEC 60601-2-41, UE 2017/745, dispositivo medico Classe I

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12010702

EAN / GTIN

8023279491159

CODICE GEF

49115



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697