

# Lampada Primaled-fix

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 49125

EAN / GTIN 8023279491258

Confezione 1

LAMPADA PRIMALED-FIX

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Durata LED: >60.000 ore
- Campo illuminato a 50 cm: Ø 160 mm
- Intensità luminosa: 105.000 lux a 50 cm, 30.000 lux a 1 m
- Temperatura di colore: 4.000-4.500 °K
- Indice di resa cromatica: 95 Ra
- Diametro esterno del riflettore: 195 mm
- Aumento della temperatura nell'area operativa a 1 m: 1°C
- Altezza regolabile con rotelle: 600 mm - max 1.600 mm
- Alimentazione: 100-240V - 50/60 Hz
- Assorbimento elettrico: 20VA
- Peso: 10 kg (carrello incluso)
- Regolazione intensità luminosa: 20-100%

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MONTAGGIO	EAN	CONFEZIONE
49125	su carrello	8023279491258	1
49127	da parete	8023279491272	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12010702

EAN / GTIN

8023279491258

CODICE GEF

49125



## ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](https://www.gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - PIVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](https://www.gefmedica.it)