



Lampada Ms Led Plus

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 49132

EAN / GTIN 8436562860394

Confezione 1

LAMPADA MS LED PLUS - carrello Lampada per piccola chirurgia, con luce a LED e braccio flessibile o articolato di grande precisione, che consente di orientare la luce in qualsiasi posizione. La qualità dei materiali impiegati per la fabbricazione la rende particolarmente idonea per l'uso intensivo nelle operazioni chirurgiche e negli esami. Qualità eccezionale della luce a LED La potente luce a LED offre un'eccezionale qualità dell'illuminazione e una durata di oltre 50.000 ore. L'alta resa cromatica (Ra 97%) riflette l'eccezionale qualità della luce bianca, per un'eccellente distinzione dei tessuti e la riproduzione di tutti i colori visibili, in modo naturale e preciso. Design ergonomico La forma circolare della cupola e l'impugnatura facilitano il posizionamento. Le forme morbide agevolano la pulizia.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sorgente di luce LED 12W
- Resa cromatica > 97%
- Intensità luminosa a 50 cm 65.000 lux
- Durata lampada 50.000 ore
- Regolazione intensità luminosa
- Temperatura di colore 4.500 °K
- Lunghezza braccio 90 cm
- Colore Bianco

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ICND
Z12010701EAN / GTIN
8436562860394CODICE GEF
49132

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697