



Lampada Ms LED Flex Plus - su Carrello

Codice GEF (SKU) **49133**

EAN / GTIN **8436562860431**

LAMPADA MS LED FLEX PLUS - carrello Lampada per piccola chirurgia, con luce a LED e braccio flessibile o articolato di grande precisione, che consente di orientare la luce in qualsiasi posizione. La q

CARATTERISTICHE TECNICHE

- LAMPADA MS LED FLEX PLUS - carrello Lampada per piccola chirurgia, con luce a LED e braccio flessibile o articolato di grande precisione, che consente di orientare la luce in qualsiasi posizione. La qualità dei materiali impiegati per la fabbricazione la rende particolarmente idonea per l'uso intensivo nelle operazioni chirurgiche e negli esami. Qualità eccezionale della luce a LED La potente luce a LED offre un'eccezionale qualità dell'illuminazione e una durata di oltre 50.000 ore. L'alta resa cromatica (Ra 97%) riflette l'eccezionale qualità della luce bianca, per un'eccellente distinzione dei tessuti e la riproduzione di tutti i colori visibili, in modo naturale e preciso. Design ergonomico La forma circolare della cupola e l'impugnatura facilitano il posizionamento. Le forme morbide agevolano la pulizia. Intensità luminosa regolabile Made in Spain.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8436562860431

CODICE GEF

49133



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697