



## Lampada Led Quattroluci

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 49150

EAN / GTIN 8023279491500

Confezione 1

Lampada a LED Quattroluci - su carrello Design aerodinamico, struttura estremamente pratica, tecnologia avanzata, qualità e prestazioni in un'unica lampada. Il riflettore multi-circolare, progettato per illuminare completamente l'area di lavoro eliminando tutte le ombre, è dotato di impugnatura centrale per facilitare il posizionamento. Il corpo illuminante ultra sottile è dotato di schermo in policarbonato ultra resistente, che garantisce protezione contro eventuali urti accidentali. La rotazione su 4 assi facilita il posizionamento. La cupola è costituita da 36 lenti LED disposte radialmente su 4 moduli di 9 LED ciascuno, per garantire la continuità dell'illuminazione anche nel raro caso di guasto di un singolo LED.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Intensità luminosa a 1 m di distanza: 160.000 lux
- Temperatura di colore: 4.900° K
- Durata media dei 36 LED: >60.000 ore
- Indice di resa cromatica (CRI): 94
- Diametro del riflettore: 60 cm
- Diametro del campo illuminato: 30 cm
- Profondità d'illuminamento IEC 60601-2-41 (L1+L2) al 20%: 174 cm
- Profondità d'illuminamento IEC 60601-2-41 (L1+L2) al 60%: 110 cm
- Energia totale irradiata Ee 570 W/m<sup>2</sup>
- Peso kg: 23
- Alimentazione: 100-240V - 50/60 Hz
- Norme: IEC 60601-1, IEC 60601-2-41 - UE 2017/745

CLASSE DM

I

CND

Z12010702

EAN / GTIN

8023279491500

CODICE GEF

49150



**ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)