



LAMPADA LED QUATTROLUCI a soffitto

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 49153

EAN / GTIN 8023279491531

Confezione 1

Lampada a LED Quattroluci - a soffitto (Soffitti >3,34 m necessitano 30788) Design aerodinamico, struttura estremamente pratica, tecnologia avanzata, qualità e prestazioni in un'unica lampada. Il riflettore multi-circolare, progettato per illuminare completamente l'area di lavoro eliminando tutte le ombre, è dotato di impugnatura centrale per facilitare il posizionamento. Il corpo illuminante ultra sottile è dotato di schermo in policarbonato ultra resistente, che garantisce protezione contro eventuali urti accidentali. La rotazione su 4 assi facilita il posizionamento. La cupola è costituita da 36 lenti LED disposte radialmente su 4 moduli di 9 LED ciascuno, per garantire la continuità dell'illuminazione anche nel raro caso di guasto di un singolo LED. L'intensità luminosa è di 160.000 lux. Eccellenti per chirurgia e dentale e maxillofaciale e per chirurgia plastica estetica. Manuale QR: GB, FR, IT, ES, PT. Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Intensità luminosa a 1 m di distanza: 160.000 lux
- Temperatura di colore: 4.900° K
- Durata media dei 36 LED: >60.000 ore
- Indice di resa cromatica (CRI): 94
- Diametro del riflettore: 60 cm
- Diametro del campo illuminato: 30 cm
- Profondità d'illuminamento IEC 60601-2-41 (L1+L2) al 20%: 174 cm
- Profondità d'illuminamento IEC 60601-2-41 (L1+L2) al 60%: 110 cm
- Energia totale irradiata Ee 570 W/m²
- Peso kg: 15
- Altezza min/max della sala (versione a soffitto): 255-334 cm (Soffitti >3,58 m necessitano 30788)
- Alimentazione: 100-240V - 50/60 Hz
- Norme: IEC 60601-1, IEC 60601-2-41 - UE 2017/745

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
49153	49153	8023279491531	1
49154	49154	8023279491548	1

CLASSE DM

I

CND

Z12010701

EAN / GTIN

8023279491531

CODICE GEF

49153



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it