



MANICO AUTOCLAVABILE ricambio per UNICA 520 e GIMALEd

Codice GEF (SKU) 49197

EAN / GTIN 8023279491975

Confezione 1

Impugnatura autoclavabile di ricambio per lampade UNICA 520 e GIMALEd.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279491975

CODICE GEF

49197



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697