



TELECAMERA HD TVCC PER 63N

Codice GEF (SKU) **49214**

EAN / GTIN **8023279492149**

Confezione **1**

Telecamera HD TVCC per 63N - con predisposizione. Da ordinare con la lampada.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279492149

CODICE GEF

49214



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697