



BRACCIO PORTA MONITOR integrato con la lampada

Codice GEF (SKU) **49215**

EAN / GTIN **8023279492156**

Confezione **1**

Braccio porta monitor - integrato con la lampada. Da ordinare con la lampada.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279492156

CODICE GEF

49215



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697