



Fonendoscopio Yton Lira

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 49500

EAN / GTIN 8023279495003

Confezione 1

STETOSCOPI YTON - LATEX FREE - Fonendo Yton - verde scuro
Padiglione in solido alluminio con Ø 45 mm, campana con Ø 30 mm
(per duofoni) con anello di fissaggio in plastica di colore coordinato.
Finitura "Duracote". Disponibili in quattro colori: verde scuro, blu scuro,
rosso e blu acqua. Manuale e scatola in 11 lingue: GB, FR, IT, DE, ES,
PT, GR, PL, SE, HU, Arabo.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
49500	azzurro	8023279495003	1
49502	rosso	8023279495027	1
49503	verde scuro	8023279495034	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C9005

EAN / GTIN

8023279495003

CODICE GEF

49500



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697