



Fonendoscopio Yton Lira Scuro

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 49501

EAN / GTIN 8023279495010

Confezione 1

STETOSCOPI YTON - LATEX FREE - Fonendo Yton - blu scuro
Padiglione in solido alluminio con Ø 45 mm, campana con Ø 30 mm (per duofoni) con anello di fissaggio in plastica di colore coordinato. Finitura "Duracote". Disponibili in quattro colori: verde scuro, blu scuro, rosso e blu acqua. Manuale e scatola in 11 lingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL, SE, HU, Arabo.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C9005

EAN / GTIN

8023279495010

CODICE GEF

49501



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697