



Duofono Yton Lira

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 49510

EAN / GTIN 8023279495102

Confezione 1

STETOSCOPI YTON - LATEX FREE - Duofono Yton - verde scuro
Padiglione in solido alluminio con Ø 45 mm, campana con Ø 30 mm
(per duofoni) con anello di fissaggio in plastica di colore coordinato.
Finitura "Duracote". Disponibili in quattro colori: verde scuro, blu scuro,
rosso e blu acqua. Manuale e scatola in 11 lingue: GB, FR, IT, DE, ES,
PT, GR, PL, SE, HU, Arabo.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

| CODICE GEF / SKU | COLORE | EAN | CONFEZIONE |
|------------------|-------------|---------------|------------|
| 49510 | azzurro | 8023279495102 | 1 |
| 49512 | rosso | 8023279495126 | 1 |
| 49513 | verde scuro | 8023279495133 | 1 |

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C9005

EAN / GTIN

8023279495102

CODICE GEF

49510



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697