



Duofono Evolve Testa Brillante Lira

Dispositivo medico

Classe I

6 varianti

Codice GEF (SKU) 49550

EAN / GTIN 8023279495508

Confezione 1

DUOFONI EVOLVE - lunghezza 75 cm • SERIE TESTINA BRILLANTE • Evolve - nero • Archetto: specchio • Anello: nero Linea di stetoscopi con acustica e sensibilità elevate, con 4 testine diverse e una gamma di lire colorate dall'estetica gradevole.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
49550	bordeaux	8023279495508	1
49552	grigio	8023279495522	1
49553	nero	8023279495539	1
49554	rosso	8023279495546	1
49555	turchese	8023279495553	1
49556	verde scuro	8023279495560	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ICND
C9005EAN / GTIN
8023279495508CODICE GEF
49550

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697