



Duofono Evolve Testa Brillante Lira Con Glitter

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 49563

EAN / GTIN 8023279495638

Confezione 1

DUOFONI EVOLVE - lunghezza 75 cm • SERIE TESTINA BRILLANTE - lira con glitter • Evolve - celeste • Archetto: specchio • Anello: trasparente Linea di stetoscopi con acustica e sensibilità elevate, con 4 testine diverse e una gamma di lire colorate dall'estetica gradevole.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C9005

EAN / GTIN

8023279495638

CODICE GEF

49563



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697