



Duofono Evolve Testa Lira

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 49567

EAN / GTIN 8023279495676

Confezione 1

DUOFONI EVOLVE - lunghezza 75 cm • SERIE TESTINA NERA • Evolve - nero • Archetto: nero • Anello: nero Linea di stetoscopi con acustica e sensibilità elevate, con 4 testine diverse e una gamma di lire colorate dall'estetica gradevole.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
49567	nero	8023279495676	1
49578	oro	8023279495782	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C9005

EAN / GTIN

8023279495676

CODICE GEF

49567



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697