



# Duofono Evolve Testa Multicolore Lira

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 49575

EAN / GTIN 8023279495751

Confezione 1

DUOFONI EVOLVE - lunghezza 75 cm • SERIE TESTINA MULTICOLORE • Evolve - nero • Archetto: nero • Anello: nero Linea di stetoscopi con acustica e sensibilità elevate, con 4 testine diverse e una gamma di lire colorate dall'estetica gradevole.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C9005

EAN / GTIN

8023279495751

CODICE GEF

49575



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697