



## Kit Evolve: Diaframmi Fluttuanti + Olive Ricambio

2 varianti

Codice GEF (SKU) 49580

EAN / GTIN 8023279495805

Confezione 1

KIT DI RICAMBIO PER DUOFONI EVOLVE • Kit con 2 membrane e 2 paia di olive • Colore: nero

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	VARIANTE	EAN	CONFEZIONE
49580	Olive standard	8023279495805	1
49581	Olive trasparenti	8023279495812	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279495805

CODICE GEF

49580



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697