

## Polmone in PVC 2 Tubi

Codice GEF (SKU) 49703

EAN / GTIN 8023279497038

Confezione 1

Polmone PVC - 2 tubi - adulti



### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279497038

CODICE GEF

49703



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697