




Bracciale Heine 1 Tubo - Bambino - 2

Codice GEF (SKU) 49801

EAN / GTIN 4053755136940

BRACCIALI ORIGINALI HEINE 1 TUBO · Bambino - 2 · Codice Heine:

M-000-09-702 · Colore: grigio · Dimensioni: 10 x 34 cm ·

Circonferenza: 13 - 20 cm Bracciali a tubo singolo di qualità, con chiusura velc

CARATTERISTICHE TECNICHE

- BRACCIALI ORIGINALI HEINE 1 TUBO
- Bambino - 2
- Codice Heine: M-000-09-702
- Colore: grigio
- Dimensioni: 10 x 34 cm
- Circonferenza: 13 - 20 cm Bracciali a tubo singolo di qualità, con chiusura velcro. Combinano perfettamente comfort e facilità d'uso. Compatibili con tutti gli sfigmomanometri Heine. Materiale impermeabile lavabile. Senza lattice. Compatibilità: Tutti gli sfigmo Heine 1 tubo

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4053755136940

CODICE GEF

49801



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697