



Bracciale Heine 1 Tubo - Adulto - 4

Codice GEF (SKU) 49803

EAN / GTIN 4053755136759

BRACCIALI ORIGINALI HEINE 1 TUBO · Adulto - 4 · Codice Heine: M-000-09-619 · Colore: grigio · Dimensioni: 14 x 58 cm · Circonferenza: 29 - 41 cm Bracciali a tubo singolo di qualità, con chiusura velcro

CARATTERISTICHE TECNICHE

- BRACCIALI ORIGINALI HEINE 1 TUBO
- Adulto - 4
- Codice Heine: M-000-09-619
- Colore: grigio
- Dimensioni: 14 x 58 cm
- Circonferenza: 29 - 41 cm Bracciali a tubo singolo di qualità, con chiusura velcro. Combinano perfettamente comfort e facilità d'uso. Compatibili con tutti gli sfigmomanometri Heine. Materiale impermeabile lavabile. Senza lattice. Compatibilità: Tutti gli sfigmo Heine 1 tubo

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4053755136759

CODICE GEF

49803



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697