



Bracciale Riester "pezzo Unico" 1 Tubo - Adulto

Codice GEF (SKU) 49817

EAN / GTIN 4045396168145

BRACCIALE ORIGINALE RIESTER - PEZZO UNICO

(polmone/bracciale) - LATEX FREE Bracciale pezzo unico adulto - 1 TUBO • Codice Riester: 150 • Colore: verde scuro • Dimensioni cm: 54x14,5 • Circonferenza cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- BRACCIALE ORIGINALE RIESTER - PEZZO UNICO (polmone/bracciale) - LATEX FREE Bracciale pezzo unico adulto - 1 TUBO
- Codice Riester: 150
- Colore: verde scuro
- Dimensioni cm: 54x14,5
- Circonferenza cm: 24 - 32 Compatibilità: Tutti gli sfigmomanometri Riester aneroidi manuali a tubo singolo Ideali per evitare la contaminazione crociata. Superficie morbida per maggiore comfort. Senza lattice. Lavabili a 60°C e disinfettabili con liquidi, riutilizzabili fino a 10.000 volte. Conformi a ISO 105 E01.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396168145

CODICE GEF

49817



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697