



Bracciale Riester 2 Tubi - Adulto Small

Codice GEF (SKU) 49820

EAN / GTIN 4045396000988

BRACCIALE ORIGINALE RIESTER - LATEX FREE Bracciale velcro Adulto/small - 2 TUBI • Codice Riester: 121 • Colore: nero • Dimensioni cm: 42x13 • Circonferenza cm: 17 - 24 Compatibilità: Tutti gli sfigmomanometri

CARATTERISTICHE TECNICHE

- BRACCIALE ORIGINALE RIESTER - LATEX FREE Bracciale velcro Adulto/small - 2 TUBI
- Codice Riester: 121
- Colore: nero
- Dimensioni cm: 42x13
- Circonferenza cm: 17 - 24 Compatibilità: Tutti gli sfigmomanometri Riester aneroidi manuali a due tubi compreso BigBen

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396000988

CODICE GEF

49820



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697