



Bracciale Riester 2 Tubi - Pediatrico

Codice GEF (SKU) 49821

EAN / GTIN 4045396001077

BRACCIALE ORIGINALE RIESTER - LATEX FREE Bracciale velcro bambino - 2 TUBI • Codice Riester: 130 • Colore: azzurro • Dimensioni cm: 35,5x10 • Circonferenza cm: 13 - 17 Compatibilità: Tutti gli sfigmom

CARATTERISTICHE TECNICHE

- BRACCIALE ORIGINALE RIESTER - LATEX FREE Bracciale velcro bambino - 2 TUBI
- Codice Riester: 130
- Colore: azzurro
- Dimensioni cm: 35,5x10
- Circonferenza cm: 13 - 17 Compatibilità: Tutti gli sfigmomometri Riester aneroidi manuali a due tubi compreso BigBen

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396001077

CODICE GEF

49821



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697