



Bracciale Riester 2 Tubi - Adulto

Codice GEF (SKU) 49822

EAN / GTIN 4045396000858

BRACCIALE ORIGINALE RIESTER - LATEX FREE Bracciale velcro adulto - 2 TUBI • Codice Riester: 108 • Colore: nero • Dimensioni cm: 54,5x14,5 • Circonferenza cm: 24 - 34 Compatibilità: Tutti gli sfigmoman

CARATTERISTICHE TECNICHE

- BRACCIALE ORIGINALE RIESTER - LATEX FREE Bracciale velcro adulto - 2 TUBI
- Codice Riester: 108
- Colore: nero
- Dimensioni cm: 54,5x14,5
- Circonferenza cm: 24 - 34 Compatibilità: Tutti gli sfigmomanometri Riester aneroidi manuali a due tubi compreso BigBen

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396000858

CODICE GEF

49822



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697