



Misuratore Di Pressione Bp2A

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 49865

EAN / GTIN 6934440102304

Confezione 1

MISURATORE DI PRESSIONE BLUETOOTH BP2A Misuratore di pressione intelligente automatico da braccio, studiato per l'uso quotidiano. La struttura "tutto in uno" ne facilita il trasporto. Clinicamente validato: la combinazione della tecnologia di pressurizzazione intelligente e dell'innovativo bracciale in Lycra altamente elastico garantisce la massima precisione dei risultati. Facilità di lettura e d'uso: misurazione con un solo clic e schermo OLED per monitoraggio in tempo reale. Affidabilità: rileva il movimento del corpo e il corretto posizionamento del bracciale, evitando risultati non validi. La sincronizzazione Bluetooth consente di verificare, condividere e salvare i risultati sull'App ViHealth, che supporta la memorizzazione illimitata e la gestione di più utenti. Fornito con bracciale integrato (22-42 cm), batteria ricaricabile integrata, cavo di ricarica, guida rapida e manuale multilingue in: GB, FR, IT, ES, DE.

Caratteristiche tecniche Metodo di misurazione Oscillometrico Intervallo misuraz. pressione 0-300 mmHg; ± 3 mmHg o 2% (il più alto dei due valori) Intervallo misuraz. polso 40 - 200 bpm; ± 2 bpm Memoria 50 record Ingresso per ricarica USB Tipo C, CC 5V Alimentazione Batteria ricaricabile agli ioni di litio Durata batteria 500 misurazioni Tempo di ricarica 2 ore Bluetooth Bluetooth 4.0 BLE Dimensioni - Peso 135x45xh 20 mm - 240 g

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Metodo di misurazione: Oscillometrico
- Intervallo misuraz. pressione: 0-300 mmHg; ± 3 mmHg o 2% (il più alto dei due valori)
- Intervallo misuraz. polso: 40 - 200 bpm; ± 2 bpm
- Memoria: 50 record
- Ingresso per ricarica: USB Tipo C, CC 5V
- Alimentazione: Batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Durata batteria: 500 misurazioni
- Tempo di ricarica: 2 ore
- Bluetooth: Bluetooth 4.0 BLE
- Dimensioni - Peso: 135x45xh 20 mm - 240 g

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
Z1203020501**ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di

EAN / GTIN

6934440102304

CODICE GEF

49865



conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it - Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1

info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it