



Misuratore Di Pressione Wrap

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 49870

EAN / GTIN 6972040114600

Confezione 1

SFIGMOMANOMETRO WRAP con Bluetooth Misuratore della pressione arteriosa, portatile e leggero, con connessione Bluetooth, idoneo per uso professionale e domestico. - ampio schermo LED 3,2", facilmente leggibile e retroilluminato - indicatore a 3 colori retroilluminato - 2 utenti, 120 memorie ciascuno + modalità ospite, ideale per uso in famiglia - rilevamento battito cardiaco irregolare (IHB) Caratteristiche tecniche Metodo di misurazione oscillometrico Pressione pneumatica 0-295 mmHg Pressione arteriosa sis 57~255 mmHg; ± 3 / dia 25~195 mmHg; ± 3 mmHg Frequenza cardiaca 40~199 bpm; $\pm 5\%$ Modalità di funzionamento continua Display schermo LED, 75x35 mm Dimensioni bracciale 22-42 cm Dimensioni - peso 59x123xh 28 mm - 225 g Alimentazione batteria al litio ricaricabile 3,7V, 450 mAh Tempo di ricarica 2 ore Protezione alimentazione interna, tipo BF, IP22

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Metodo di misurazione: oscillometrico
- Pressione pneumatica: 0-295 mmHg
- Pressione arteriosa: sis 57~255 mmHg; ± 3 / dia 25~195 mmHg; ± 3 mmHg
- Frequenza cardiaca: 40~199 bpm; $\pm 5\%$
- Modalità di funzionamento: continua
- Display: schermo LED, 75x35 mm
- Dimensioni bracciale: 22-42 cm
- Dimensioni - peso: 59x123xh 28 mm - 225 g
- Alimentazione: batteria al litio ricaricabile 3,7V, 450 mAh
- Tempo di ricarica: 2 ore
- Protezione: alimentazione interna, tipo BF, IP22

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

Z1203020501

EAN / GTIN

6972040114600

CODICE GEF

49870



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - PIVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. **0573 1944697** - gefmedica.it