



Misuratore di Pressione Automatico X-check

Codice GEF (SKU) 49874

EAN / GTIN 6972040114594

SFIGMOMANOMETRO X-CHECK GB, FR, ES, DE, NL, SE, LT, PL, CZ, HR, RO, GR Sfigmomanometro accurato per uso domestico. - 2 utenti, 99 memorie per ciascun utente - rilevamento battiti irregolari IHB e indi

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SFIGMOMANOMETRO X-CHECK GB, FR, ES, DE, NL, SE, LT, PL, CZ, HR, RO, GR Sfigmomanometro accurato per uso domestico. - 2 utenti, 99 memorie per ciascun utente - rilevamento battiti irregolari IHB e indicatore OMS - media delle ultime 3 misurazioni - visualizzazione data e ora - indicatore batteria scarica - funziona con cavo USB di tipo C (non incluso) Fornito con bracciale (22-42 cm), sacchetto di plastica antipolvere, 4 batterie AAA e manuale utente.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

6972040114594

CODICE GEF

49874



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697