



Misuratore Di Pressione Automatico X Check

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 49875

EAN / GTIN 6972040114617

Confezione 1

SFIGMOMANOMETRO X-CHECK IT, PT, DK, NO, FI, LV, EE, SK, HU, SI, BG, Arabo Sfigmomanometro accurato per uso domestico. - 2 utenti, 99 memorie per ciascun utente - rilevamento battiti irregolari IHB e indicatore OMS - media delle ultime 3 misurazioni - visualizzazione data e ora Caratteristiche tecniche Metodo di misurazione oscillometrico Pressione arteriosa sis 57~255 mmHg; ± 3 mmHg / dia 25~195 mmHg; ± 3 mmHg Frequenza polso 40~199 bpm; $\pm 5\%$ Funzionamento continuo Schermo LCD, 58,5x44,5x2,9 mm Dimensioni bracciale 22-42 cm Dimensioni - peso 98x118xh 62,5 mm - 220 g senza batterie Alimentazione 4 batterie AAA CC 6V o CC 5V cavo tipo C Spegnimento automatico 1 minuto Protezione alimentazione interna, tipo BF, IP21

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Metodo di misurazione: oscillometrico
- Pressione arteriosa: sis 57~255 mmHg; ± 3 mmHg / dia 25~195 mmHg; ± 3 mmHg
- Frequenza polso: 40~199 bpm; $\pm 5\%$
- Funzionamento: continuo
- Schermo: LCD, 58,5x44,5x2,9 mm
- Dimensioni bracciale: 22-42 cm
- Dimensioni - peso: 98x118xh 62,5 mm - 220 g senza batterie
- Alimentazione: 4 batterie AAA CC 6V o CC 5V cavo tipo C
- Spegnimento automatico: 1 minuto
- Protezione: alimentazione interna, tipo BF, IP21

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

Z1203020501

EAN / GTIN

6972040114617

CODICE GEF

49875



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. **0573 1944697** - gefmedica.it