



Misuratore Di Pressione Automatico Easycheck

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 49880

EAN / GTIN 8023279498806

Confezione 1

SFIGMOMANOMETRO DIGITALE EASYCHECK Sfigmomanometro elettronico con schermo LED e interfaccia semplice per misurare la pressione sistolica, diastolica e media e la frequenza cardiaca. Le registrazioni NIBP possono essere riviste. Per uso domestico e clinico e per test di routine. Caratteristiche: - misurazione con un solo tasto, facile da usare - registra e memorizza fino a 199 gruppi di misurazioni Caratteristiche tecniche Metodo di misurazione oscillometrico Intervallo di misurazione 0 kPa (0 mmHg) - 39,6 kPa (297 mmHg) Risoluzione 0,133 kPa (1 mmHg) $\pm 0,4$ kPa (± 3 mmHg) Intervallo misurazione FC 40 bpm - 240 bpm Gonfiaggio automatico con pompa Sgonfiaggio automatico graduale Schermo LED a colori, ampio Alimentazione 4 batterie AA o adattatore 5V opzionale Sicurezza Classe II Tipo BF

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Metodo di misurazione: oscillometrico
- Intervallo di misurazione: 0 kPa (0 mmHg) - 39,6 kPa (297 mmHg)
- Risoluzione: 0,133 kPa (1 mmHg) $\pm 0,4$ kPa (± 3 mmHg)
- Intervallo misurazione FC: 40 bpm - 240 bpm
- Gonfiaggio: automatico con pompa
- Sgonfiaggio: automatico graduale
- Schermo: LED a colori, ampio
- Alimentazione: 4 batterie AA o adattatore 5V opzionale
- Sicurezza: Classe II Tipo BF

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

Z1203020599

EAN / GTIN

8023279498806

CODICE GEF

49880



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. **0573 1944697** - gefmedica.it