



# Misuratore di Pressione da Polso Automatico Omron Nightview HEM-9601T-E3

Codice GEF (SKU) **49883**

EAN / GTIN **4015672111523**

MISURATORE DI PRESSIONE DA POLSO AUTOMATICO OMRON NIGHTVIEW HEM-9601T-E3 - con Bluetooth® NightView è il primo misuratore di pressione da polso per uso domestico, progettato per misurare la pressione

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- MISURATORE DI PRESSIONE DA POLSO AUTOMATICO OMRON NIGHTVIEW HEM-9601T-E3 - con Bluetooth® NightView è il primo misuratore di pressione da polso per uso domestico, progettato per misurare la pressione arteriosa in pazienti adulti, sia di giorno sia automaticamente di notte durante il sonno. Nel corso delle misurazioni il dispositivo rileva i battiti cardiaci irregolari ed emette un segnale di allarme. Modalità notturna con 3 misurazioni La modalità "Misurazione notturna" può essere attivata per eseguire automaticamente 3 misurazioni durante la notte: alle 2, alle 4 e 4 ore dopo il passaggio alla modalità notturna. Il dispositivo rileva la pressione arteriosa notturna indipendentemente dallo stato di sonno o di veglia dell'utilizzatore al momento della misurazione. Inoltre, l'accuratezza di NightView è convalidata clinicamente in diverse posizioni, anche se il polso ruota durante il sonno. Confortevole e silenzioso NightView è dotato di un bracciale innovativo regolabile sul polso, confortevole e facile da usare, e di due pulsanti a scomparsa per evitare il contatto accidentale durante il sonno. Il dispositivo è completamente silenzioso, così da non disturbare il sonno: il bracciale viene gonfiato con delicatezza e con un tempo di compressione limitato. Registrazione e condivisione dei dati NightView registra e sincronizza i dati relativi alla pressione arteriosa mediante l'app OMRON connect. Il pannello di controllo intuitivo fornisce una visione globale rapida dell'andamento della pressione arteriosa, che può essere facilmente condiviso da remoto con il medico. Fornito con 2 batterie AAA alcaline, custodia, diario della pressione arteriosa e manuale multilingue GB, FR, IT, ES, DE, NL, TR, RU, Arabo.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**4015672111523**

CODICE GEF

**49883**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697